



**PRESS OUT**  
UNIVERSAL MINI

# PRESS OUT

## UNIVERSAL MINI

MACHINE DE DÉCONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE POUR LA RÉCUPÉRATION DE FAIBLES VOLUMES DE PRODUIT DE TOUS TYPES DE CONDITIONNEMENTS SOUS BLISTER, INCLUANT CEUX DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déconditionne jusqu'à 16 blisters par minute
- Poste de travail de faible encombrement
- Capable de récupérer des comprimés et gélules d'emballages sous blister à déchirement et de sécurité pour les enfants
- Introduction automatique
- Fonctionnement simple via l'interface IHM Allen Bradley
- Simplicité, rapidité de réglage et de changement de l'outillage
- Accès facile pour le nettoyage
- Entièrement aux normes BPF (cGMP)
- Niveau de contamination zéro
- Outillage faible coût
- Poste de travail mobile disponible en option

Le Press Out Universal Mini est une machine de déconditionnement automatisé de petits lots, sous forme de poste de travail, spécialement conçue pour récupérer les comprimés et gélules chères, fragiles de tous types d'emballages sous blister, ceux en film papier, alu/alu, de sécurité pour les enfants et spécifique pour les seniors.

Le Press Out Universal Mini utilise un outillage simple, à faible coût, qui est simple à changer et évite toute détérioration et contamination du produit. La machine est spécialement conçue pour une production en petits lots avec de multiples changements de produit.



LA TECHNOLOGIE SOPHISTIQUEE DE DÉCOUPE UNIVERSELLE A ÉTÉ ADAPTÉE POUR PERMETTRE LA RÉCUPÉRATION DE FAIBLES VOLUMES DE PRODUIT DE VALEUR DE TOUT EMBALLAGE SOUS BLISTER.



## FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Les produits fragiles sont récupérés de tout type d'emballage sous blister à l'issue d'un processus en 3 étapes.

### ÉTAPE 1:

Chargement des blisters dans le distributeur. Ceux-ci alimentent la station de découpe et sont maintenus en place par vide d'air.

### ÉTAPE 2:

Chaque blister est retournée et maintenue en place. La feuille d'opercule de chaque blister est découpée précisément à la base, avec un outillage spécifique, pour éviter la détérioration et la contamination du contenu.

### ÉTAPE 3:

Le contenu des blisters est ensuite extrait sans forcer et récupéré dans un magasin amovible.

### OUTILLAGE

Un outillage sur mesure livrable rapidement peut être fourni pour chaque taille de blister.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### UNIVERSAL MINI

<b>FONCTIONNEMENT</b>	Automatique	
<b>TYPE DE BLISTER</b>	À déchirement et de sécurité pour les enfants / Pelable / Multi-produit	
<b>DISPOSITION DU BLISTER</b>	Toutes	
<b>FORMAT DIMENSIONS</b>	Largeur	Max 105mm (4.1")
	Longueur	Max 140mm (5.5")
<b>CONSTRUCTION</b>	Toutes surfaces de contact avec les produits en Inox (Grade 316 et 304)	
<b>ALIMENTATION</b>	Électricité: monophasé 110/230V	
	Air: 6 bars	
<b>VITESSE DE FONCTIONNEMENT</b>	Jusqu'à 16 blisters par minute	
<b>DIMENSIONS DE LA MACHINE</b>		
Largeur	615 mm (24.2")	
Longueur	Longueur 555 mm (21.9")	
Hauteur	Hauteur 688mm (27")	
<b>POIDS DE LA MACHINE</b>	62.5kg	
<b>POIDS D'EXPÉDITION</b>	112.5kg	
<b>CHANGEMENT DE L'OUTILLAGE</b>	5 minutes	
<b>GARANTIE</b>	Livré avec une garantie de 12 mois (Des contrats de niveau de service et/ou d'extension de garantie sont proposés pour une assistance complémentaire).	